


made in Germany & Austria

- Voor het aanvullen van tekorten in het borstgebied
- Individueel in volume aanpasbaar
- Veelzijdig inzetbaar door speciale vormen
- Combinatie met microvezelachterkant zorgt voor een aangenaam huidklimaat en hoog draagcomfort
- Dun aflopende randen maken een zachte overgang naar de huid mogelijk
- Niet-operatieve oplossing voor een natuurlijk silhouet

Wij nemen de
VERANTWOORDING

Al onze ANITA deelprothesen worden in samenwerking met getroffen vrouwen ontwikkeld, uitvoerig getest en handmatig in onze eigen fabrieken in Oberbayern en oost Tirol vervaardigd. Aan het einde van het productieproces wordt iedere prothese grondig gecontroleerd.

Anita cares.



De Anita care deelprothesen passen optimaal in de Anita prothesebeha's en badmode. Als enige producent ter wereld worden bij Anita care bijna alle producten in eigen fabrieken geproduceerd, perfect op elkaar afgestemd en aan intensieve kwaliteitscontroles onderworpen, om zeker te zijn dat wij u de best mogelijke oplossing bieden.

Verdere info over de ANITA badmode en zwemvormen vindt u hier: www.anita.com/carebeach



CARE

www.anita.com/care



CARE

EMBRACE YOUR
DIFFERENCES

EMBRACE YOUR DIFFERENCES

Deelprothesen van siliconen

Met Anita care deelprothesen en -schalen worden kleine volumever verschillen perfect gecompenseerd. Deelprothesen geven het silhouet de symmetrie die iedere vrouw wenst. Anita biedt hiervoor de perfecte oplossing, zodat vrouwen zich volledig op hun gemak voelen. Siliconenschalen in de verschillende vormen en deels in combinatie met een individueel opvulbare achterkant zorgen voor een zachte correctie van de borst, een natuurlijk verhulling van oneffenheden en een perfecte pasvorm. Zo worden tekorten en asymmetrieën onzichtbaar.

De prothesen van ANITA bestaan voor 100% uit siliconen, die met een folie van polyurethaan in vorm worden gebracht. Zowel siliconen als ook polyurethaan zijn samengesteld uit natuurlijke grondstoffen, bezitten een uitstekende huidverdraagzaamheid en zorgen voor een aangenaam draaggevoel. De borstprothesen van ANITA lijken qua zachtheid en gewicht sterk op de eigen borst.

Equitex

1057X

Multifunctionele schaalprothese

Aan beide kanten te gebruiken

Minder voorraad door dubbele maten*

S – SL*

Ademende microvezel achterkant voor een optimaal huidklimaat

Individueel opvulbaar met med. vlies en daarmee flexibel aan te passen; universeel geschikt bij een grillig littekengebied, verschillende tekorten en bij gewichtsschommelingen

Siliconenschaal met dunne rand voor een onzichtbare overgang naar de huid

Equitex

VOLUME 1157X

Multifunctionele schaalprothese

Aan beide kanten te gebruiken

Minder voorraad door dubbele maten*

Dikkere schaal dan de 1057X

S – XXL*

Ademende microvezel achterkant

Individueel op te vullen met med. vlies

Uitstekende balans van zeer oneffen littekengebied en meer volume in de onderborst bij grotere weefseltekorten

Sequitex

1046X

Aan beide kanten te gebruiken

Minder voorraad door dubbele maten*

XS – XL*

Betrouwbare plaatsing op de huid door speciale folie met lichte hechtwerking

Dunne schaal om kleine tekorten te compenseren

Sequitex

TRAPEZ 1045X

Aan beide kanten te gebruiken

Geringe voorraad door éénheidsmaat

one size

Bijzonder dun aflopende schalenrand voor een natuurlijke overgang naar de huid

Ademende microvezel achterkant

Individueel op te vullen met med. vlies

NEW

Velvety

LITESHELL 1067X

Aan beide kanten te gebruiken

Minder voorraad door dubbele maten*

S – XXL*

Beluchting door ribben

Gereduceerd oppervlak is optimaal geschikt voor beha's met een dieper decolleté

Lichter (tot 20%) dan standaard siliconen; luchtig draaggevoel, in het bijzonder bij grotere maten

Volle onderborst voor meer compensatie bij minder weefsel

1057X 1157X 1067X

NEW

VELVETY

1067X

Ook als volledige prothese 1066X verkrijgbaar

**	XS	S	M	L	XL	XXL	SL
EUR	50/55	60/65	70/75	80/85	90/95	100/105	110/115
INT	00/0	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
France	65/70	75/80	85/90	95/100	105/110	115/120	125/130

Overige artikelen en informatie vindt u onder:
www.anita.com/breastcare

met cupafsluiters

Style Orelly 5782X

met cupafsluiters en seamless

Style Lynn 5768X

Specialbra's

Everyday comfort

EMBRACE YOUR DIFFERENCES