


Fabricado en Alemania y Austria

- Para compensar carencias de volumen de la mama.
- Volumen variable con vellón clínico.
- Versátil gracias a sus diferentes formas.
- Dorso textil de microfibra transpirable que asegura una agradable temperatura sobre la piel y una gran comodidad al porte.
- Los bordes finos aseguran una máxima naturalidad en la adaptación a la piel.
- Solución no quirúrgica para una silueta natural.

Asumimos nuestra
RESPONSABILIDAD

Todos nuestros productos de compensación ANITA son desarrollados en colaboración con mujeres afectadas, probadas y fabricadas a mano en nuestras propias fábricas de Alta-Baviera y al oeste del Tírol. Al final del proceso de fabricación, cada prótesis es cuidadosamente revisada a mano.

Anita cares.



Las prótesis de compensación de mama Anita care se adaptan perfectamente a los sujetadores y bañadores protésicos de Anita care. Anita care es el único fabricante del mundo que fabrica casi todos sus productos en sus propias fábricas, asegurando su perfecto ajuste y someténdolos a intensos controles de calidad para ofrecer la mejor solución posible.

Aquí puedes encontrar más información sobre los trajes de baño y los complementos de natación de ANITA:
www.anita.com/carebeach



CARE

www.anita.com/care



168005 -03/20



CARE

EMBRACE YOUR
DIFFERENCES

EMBRACE YOUR DIFFERENCES

Prótesis de compensación de mama de silicona

Incluso las pequeñas diferencias de volumen se compensan perfectamente con las prótesis de compensación y las cascarillas de Anita care. Las prótesis parciales y de compensación aportan a la silueta de la mujer la simetría que desean. ANITA ofrece la solución perfecta para cada mujer, lo cual hace que se sienta absolutamente cómoda. Las prótesis de silicona de diferentes formas y con el dorso rellenable con vellón clínico de forma individualizada garantizan una suave corrección de la mama, disimulando de forma natural las imperfecciones y garantizando un ajuste perfecto. Los déficits y las asimetrías se vuelven así invisibles.

Las prótesis y productos de compensación de mama de ANITA están hechas de 100% silicona, moldeadas con una fina lámina de poliuretano. Tanto la silicona como el poliuretano están compuestos de materias primas naturales, tienen una excelente tolerancia cutánea y aseguran un agradable confort al porte. Las prótesis de mama ANITA son muy similares a la mama natural en suavidad y peso.

Equitex

1057X


Pieza de compensación multifuncional, ultraligera
Utilizable como prótesis total a ambos lados
Stock optimizado gracias a la doble talla*

S - SL*

Dorso de microfibra transpirable para un clima cutáneo óptimo

Se puede rellenar de forma individualizada con vellón clínico y, por tanto, es flexible y adaptable; adecuado para tejido cicatricial desigual, para diferentes déficits y fluctuaciones de peso

Cascarilla de silicona con borde muy fino para una transición a la piel imperceptible




Equitex

VOLUME 1157X

Pieza de compensación multifuncional, ultraligera
Utilizable como prótesis total a ambos lados
Stock optimizado gracias a la doble talla*
Más firme que la 1057X

S - XXL*



Dorso de microfibra transpirable

Se puede adaptar de forma personalizada con el relleno de vellón clínico

Excelente compensación en zonas de cicatrices especialmente desiguales y con más volumen en la parte inferior de la mama para compensar déficits más grandes

Sequitex


1046X

Utilizable a ambos lados
Stock optimizado gracias a la doble talla*

XS - XL*

Fijación segura a la piel gracias a una lámina especial con un ligero efecto adhesivo

Fina cazoleta para compensar pequeñas carencias




Sequitex

TRAPEZ 1045X

Utilizable a ambos lados
Mínimo stock gracias a su talla única

one size



Bordes y acabados especialmente finos y planos para asegurar una transición natural con la piel

Dorso textil de microfibra transpirable

Se puede adaptar de forma personalizada con el relleno de vellón clínico

Velvety

NEW LITESHELL 1067X

Utilizable a ambos lados
Stock optimizado gracias a la doble talla*


S - XXL*

Los canales del dorso permiten mantener la piel fresca y aireada

Su reducida superficie de contacto con la piel la hace ideal para sujetadores con escotes más profundos

Más ligera (hasta un 20%) que la silicona estándar; más agradable al porte, especialmente en tallas más grandes

Sección de bajopecho completa para compensar áreas con grandes pérdidas de tejido



NEW VELVETY LITESHELL 1067X

También disponible como prótesis completa 1066X

**	XS	S	M	L	XL	XXL	SL
EUR	50/55	60/65	70/75	80/85	90/95	100/105	110/115
INT	00/0	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
France	65/70	75/80	85/90	95/100	105/110	115/120	125/130

Puede encontrar más artículos e información en:
www.anita.com/breastcare

con fundas



Style Orelly 5782X



Style Dalia 5751X

Óptimas de suspensión de prótesis de mama

con fundas y sin costuras



Style Lotta 5769X



Style Lynn 5768X

Everyday comfort

EMBRACE YOUR DIFFERENCES